



noorder  
hart excellente  
zorg

MARIAZIEKENHUIS  
INFOBROCHURE

# HOE GEBRUIK JE DE TURBOHALER?

DIENST Pediatie

 011 826 341






*Bijvoorbeeld: Bricanyl, Pulmicort, Symbicort, ...*

## Gebruiksklaar maken

- Draai de beschermknop los en haal hem weg. Houd de turbohaler rechtop.
- Draai de gekartelde handgreep naar rechts en vervolgens naar links.
- Nu hoor je een klik: de turbohaler is geladen.



# Inhaleren

---

- Ga rechtop zitten.
- Adem diep uit langs te turbohaler.
- Neem het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen rond het mondstuk.
- Adem nu diep en krachtig in.
- Haal de turbohaler uit de mond.
- Houd de adem enkele tellen in en adem uit.

# Onderhoud

---

De turbohaler mag niet afgespoeld worden. Je kan eventueel wel met een vochtig doekje het mondstuk afvegen.

# Aandachtspunten

---

- Je neemt geen smaak noch geur waar.
- Spoel de mond goed met water om heesheid en irritatie van de keel te voorkomen.
- Zelfs na meerdere kliks is slechts één dosis gebruiksklaar.
- Controleer tijdig hoeveel resterende dosissen je nog hebt.
- Bricanyl, Pulmicort: als een rood lijntje verschijnt in het venster heb je nog twintig dosissen.
- Symbicort: de resterende dosissen worden aangegeven per veelvoud van twintig.




versie: 7 februari 2022

---

Noorderhart vzw  
Maesensveld 1  
B-3900 Pelt  
t 011 826 000  
info@noorderhart.be  
noorderhart.be

 [www.facebook.com/noorderhart](https://www.facebook.com/noorderhart)

 [www.linkedin.com/company/noorderhart](https://www.linkedin.com/company/noorderhart)

 @noorderhart.pelt

 Gezond gesproken, dé podcast van Noorderhart